

NEUROLOGIA (EEG)

Eletrodos para Neurologia



ELN 11X

- Infantil;
- Furado;
- Ø 6,77mm;
- Presilha simples;



ELN 12X

- Infantil;
- Fechado;
- Ø 6,77mm;
- Presilha simples;



ELN 21X

- Adulto;
- Furado;
- Ø 10,30mm;
- Presilha simples;



ELN 22X

- Adulto;
- Fechado;
- Ø 10,30mm;
- Presilha simples;




ELN 23X

- Adulto;
- Furado;
- Ø 10,30mm;
- Presilha dupla;

Superfície - X

1 - Alpaca	4 - Alpaca Dourada
2 - Latão Prateado	5 - Alpaca Prateada
3 - Latão Dourado	6 - Outras Sob Consulta

Rabichos para Neurologia



RN-234223-AZ
Injetado

ELETRODOS			
111 - ELN 111	211 - ELN 211	221 - ELN 221	231 - ELN 231**
112 - ELN 112	212 - ELN 212	222 - ELN 222	232 - ELN 232**
113 - ELN 113	213 - ELN 213	223 - ELN 223	233 - ELN 233*
114 - ELN 114	214 - ELN 214	224 - ELN 224	234 - ELN 234**
115 - ELN 115	215 - ELN 215	225 - ELN 225	235 - ELN 235**
116 - ELN 116	216 - ELN 216	226 - ELN 226	236 - ELN 236**

Tipos de Cabos
1 - Cinza Extra-flexível
2 - Colorido Extra-Flexível

Comprimento Total
1 - 1,50m
2 - 2,00m
3 - 3,00m


Observações
1. * Outras medidas sob consulta;
2. ** Aplicável para injeção.
3. Capa de isolamento disponível somente para eletrodos fechados

Conectores:

0 - Fio solto

1 - Pino Fêmea PB
141 Ø1,5mm

2- Pino PB Macho
466 Ø2mm



3 - Pino Fêmea
removível PB 241
Ø1,5mm (soldado)

4 - Pino Fêmea
removível PB 341
Ø1,5mm (crimpado)



Cores			
Amarelo		Marrom	
Azul		Preto	
Branco		Verde	
Cinza		Violeta	
Laranja		Vermelho	

Padrão de Codificação:

RN	ELETRODOS	TIPOS DE CABOS	COMP. TOTAL	CONECTORES	COR
----	-----------	----------------	-------------	------------	-----

BBS

Eletromédicos LTDA.



Faça seu orçamento



Rua Florianópolis, 224 - São Paulo - SP -
CEP 03185-050



(+55) (11)2601-1051



WWW.BBSELETROMEDICOS.COM.BR



infotec@bbseletromedicos.com.br



EDIÇÃO: 08/05/2023

