


RABICHOS (ECG)

Conectores 1

1 - Neo pinch - 1 cor 	2- Neo pinch - 1/2 cor 1/2 cinza 	3 - Mini pinch - 1 cor 
4 - Mini pinch - 1/2 cor 1/2 cinza 	5 - Botão de Pressão 	6 - Pino Banana 4mm - 1cor 
7 - Pino Banana 4mm - 1/2 cor 1/2 branco 	8 - Neo pinch protegido - 1 cor 	9 - Neo pinch protegido - 1/2 cor 1/2 cinza 
10 - Neo pinch protegido Duplo contato - 1 cor 	11 - Neo pinch protegido duplo contato - 1/2 cor 1/2 cinza 	0 - GV 0720 (Veterinária) 
X - Fio Blindado PU 	GV 0720 NB (Veterinária) 	GV 0720 NBD (Veterinária) 
	GJ 705 NB 	

Tipos de Cabos

2 - Colorido Blindado
4 - Cinza Blindado
5 - PU Blindado flexível (Poliuretano)


Comprimento Total do Cabo

1 - 75cm
2 - 90cm
3 - 110cm

Conectores 2


0 - Fio solto

**1 - Pino Fêmea
removível PB 041 Ø
1,5mm (crimpado)**



2 - Soldado na caixa de distribuição

3 - Pino de segurança aterrado injetado



Cores

Amarelo		Marrom	
Azul		Preto	
Branco		Verde	
Cinza		Violeta	
Laranja		Vermelho	

Padrão de Codificação:

RB	CONECTOR 1	Tipo de Cabo	Comp. do Cabo	CONECTOR 2	COR
----	---------------	--------------------	---------------------	---------------	-----

BBS

Eletromédicos LTDA.



Faça seu orçamento



Rua Florianópolis, 224 - São Paulo - SP -
CEP 03185-050



(+55) (11)2601-1051



WWW.BBSELETROMEDICOS.COM.BR



infotec@bbseletromedicos.com.br



EDIÇÃO: 08/05/2023

